

医療施設に最適な 銀イオン抗菌剤配合 ワックスを使用しています

不揮発分25%高光沢・高耐久・速乾性樹脂ワックス

- 銀イオン抗菌剤が雑菌の繁殖を防ぎ、臭気の発生を防ぐ！
- クラス最高レベルの高濃度！不揮発分25%で高光沢！
- 抜群の耐摩耗性！耐ヒールマーク性！
- 快適性能(速乾性・低粘度)を高レベルで実現！

◆環境ホルモン対応 ◆P R T R法非該当 ◆シックハウス・シックスクール配慮

抗菌効果について（Ag + 抗菌剤配合）

銀イオン抗菌剤配合により、塗膜表面の雑菌の繁殖を抑えると同時に雑菌による悪臭の発生も低減し、清潔で快適なフロアーを実現します。

抗菌性試験（ライジングスター25煌（キラメキ）の抗菌活性）

	黄色 ブドウ球菌	大腸菌
抗菌活性値	5.7	7.6

JIS Z2801
(抗菌加工製品－抗菌性試験法・抗菌効果)による試験
抗菌効果判断基準…抗菌活性値2.0以上

抗菌活性値の目安

抗菌活性値	菌数減少率
2.0	100分の1
5.0	10万分の1
8.0	1億分の1

抗菌活性値とは…

抗菌性試験方法(JIS Z 2801)で定められている試験方法で検出された、抗菌効果を判定する指標の値。無加工品の24時間培養後菌数から抗菌加工品の24時間培養後菌数を引いた数値で算出される。抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)で抗菌効果があると規定されている。

お問い合わせ、ご用命は